



Glass Chemicals[®]

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO

gc lab[®]

Glass Chemicals, S. L. U.
Isabel Colbrand, 10, 28050 Madrid, ES
Teléfono/Phone: +34 913 780 055
Fax: +34 917 383 221
info@glasschemicals.com
www.glasschemicals.com

NIF: B80364045 VAT: ESB80364045
Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 3282. Folio: 60.
Hoja: M-55754. Sección: 8

Certificado de lote *Batch Certificate*

Fecha (dd/mm/aaaa) <i>Date (dd/mm/yyyy)</i>	19/02/2019
Referencia <i>Reference</i>	00524000GC
GTIN (EAN)	8435581400024
Descripción <i>Description</i>	Matraz aforado, vidrio borosilicato 3.3, graduación en color azul, con tapón de plástico, clase A, 10 mL <i>Volumetric flask, borosilicate glass 3.3, blue graduation, with plastic cup, class A, 10 mL</i>
Lote <i>Batch</i>	16.128
Unidad de medida <i>Measurement unit</i>	mL (mililitro) <i>mL (milliliter)</i>
Volumen nominal <i>Nominal volume</i>	10
División <i>Division</i>	N/A
Norma <i>Standard</i>	UNE-EN ISO 1042
Tolerancia <i>Tolerance</i>	0.025
Media <i>Mean value</i>	10.004
Desviación estándar <i>Standard Deviation</i>	0.06
Ensayos realizados en conformidad con la norma UNE-EN ISO 4787 a temperatura de 20 °C. <i>Tests performed according to UNE-EN ISO 4787 at 20 °C.</i>	
Los estándares utilizados son calibrados por un laboratorio acreditado (UNE-EN ISO/IEC 17025) y son trazables para estándares aprobados tanto nacionales como internacionales. <i>The standards used are calibrated by UNE-EN ISO/IEC 17025 accredited laboratories and are traceable to national or international recognized standards.</i>	
Los productos certificados por este documento son producidos en el ámbito de un sistema de gestión de calidad certificado desde 1995. <i>The products certified by this document are manufactured under a quality system certified since 1995.</i>	

La Directora de Calidad <i>Quality Manager</i>	Lugar y fecha (dd/mm/aaaa) de emisión <i>Place and date (dd/mm/yyyy) of issue</i> Madrid, 19/02/2019
---	--