


Esterilización

Bolsas, rollos y cintas para vapor

Bolsas, rollos y cintas para esterilización de nuestra marca propia **gc lab®**

Bolsas para esterilización fabricadas en Tyvek® con doble soldadura, film transparente e indicadores químicos de esterilización. Resistencia garantizada incluso en esterilizaciones de material pesado. Disponibles en formato plano, de fuelle y con autocierre en gran variedad de medidas, incluso con la posibilidad de fabricarlas según sus necesidades si nos lo solicita.



Rollos planos o con fuelle pelables fabricados en papel grado médico de 60 g/m² y film plástico transparente. A lo largo del rollo se encuentran indicadores químicos de esterilización.

Cinta autoadhesiva indicadora de esterilización. Fabricada en papel semi crepado. Todas ellas se pueden pegar en diversos materiales como plástico, metal ropa, papel, cartón, etc. Las cintas permanecerán pegadas durante unos 18 meses. Indicador de esterilización por autoclave.



Bolsas para residuos biopeligrosos fabricadas en polipropileno de alto peso molecular de 0,055 mm de espesor. Autoclavables hasta 138 °C, incorporan un indicador térmico que se oscurece al someter la bolsa al proceso de autoclave.



Glass Chemicals

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO

Isabel Colbrand, 10. 28050 Madrid, ES

913 780 055

www.glasschemicals.com



| Descripción | Medidas | Presentación | Referencia |
|---|---------------------|--------------|------------|
| Bolsa plana Tyvek®/film | 320 x 560 mm | 300 uds/caja | BT320560N |
| Bolsa plana Tyvek®/film | 400 x 580 mm | 250 uds/caja | BT400580N |
| Bolsa plana Tyvek®/film | 295 x 1400 mm | 240 uds/caja | BT2951400N |
| Bolsa plana Tyvek®/film | 590 x 1400 mm | 133 uds/caja | BT5901400N |
| Cinta indicadora de esterilización | 19 mm x 50 m | 8 uds/caja | MCV1140 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 50 mm x 200 m | 6 uds/caja | MRP1040 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 75 mm x 200 m | 4 uds/caja | MRP1041 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 100 mm x 200 m | 4 uds/caja | MRP1042 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 125 mm x 200 m | 4 uds/caja | MRP1043 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 150 mm x 200 m | 4 uds/caja | MRP1044 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 200 mm x 200 m | 2 uds/caja | MRP1045 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 250 mm x 200 m | 2 uds/caja | MRP1046 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 300 mm x 200 m | 2 uds/caja | MRP1047 |
| Rollo plano papel/film (3 indicadores) | 400 mm x 200 m | 1 uds/caja | MRP1048 |
| Rollo fuelle papel/film (3 indicadores) | 100 x 40 mm x 100 m | 4 uds/caja | MRF1060 |
| Rollo fuelle papel/film (3 indicadores) | 150 x 40 mm x 100 m | 4 uds/caja | MRF1061 |
| Rollo fuelle papel/film (3 indicadores) | 200 x 60 mm x 100 m | 2 uds/caja | MRF1062 |
| Rollo fuelle papel/film (3 indicadores) | 250 x 60 mm x 100 m | 2 uds/caja | MRF1063 |
| Rollo fuelle papel/film (3 indicadores) | 300 x 80 mm x 100 m | 1 uds/caja | MRF1064 |
| Rollo fuelle papel/film (3 indicadores) | 400 x 80 mm x 100 m | 1 uds/caja | MRF1065 |
| Bolsa residuos biopeligrosos | 64 x 90 cm | 200 uds/caja | GC534200 |