

PeriPump Set

Muestreo de líquidos hasta 8 metros de profundidad

El muestreo de líquidos es rápido y simple con nuestro conjunto **PeriPump**. El conjunto se puede utilizar para tomar muestras de casi todas partes, incluidas garrafas, bidones, pozos, ríos e incluso el mar. El práctico conjunto viene con todo lo que necesita para empezar a obtener muestras.

La bomba peristáltica con batería puede tomar muestras de hasta 8 m de profundidad lo que lo hace ideal para muestrear a gran profundidad, la unidad de energía ofrece la mejor potencia de su clase y una batería de larga duración.

Fácil de usar.

Conecte la manguera a la unidad y presione el botón de encendido para tomar una muestra rápida de líquido. Para obtener muestras libres de contaminación cambie la manguera después de su uso. Debido a la forma en que funciona la bomba, solo el tubo se contamina. Lave el tubo o use uno nuevo cada vez.



El conjunto incluye manguera de 10 m, bomba peristáltica, baterías de repuesto de larga duración y un estuche resistente para el almacenamiento de la unidad.

El caudal con agua a 2 m es de aproximadamente 3 litros por minuto.



Calidad.

Unidad de energía de alta calidad con baterías de litio de larga duración.

Flexibilidad.

El cargador de las baterías viene con un adaptador de múltiples clavijas para que se pueda utilizar en más de 150 países, incluidos Europa, EE. UU., Reino Unido, Australia y China.

Descripción	Referencia
Conjunto bomba peristáltica Incluye cargador, dos baterías y 10 m de manguera	5224A-01
Tubo de silicona 10 m Grado FDA, EC y BFR	5224S-10



Glass Chemicals

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO

Isabel Colbrand, 10. 28050 Madrid, ES



913 780 055

www.glasschemicals.com

