

SteriWare®

*Toma de muestras de un solo uso
para la industria y laboratorios*

Palas, espátulas, cucharas y otros elementos para una toma de muestras sencilla, eficaz y de un solo uso en entornos de producción, control de calidad o laboratorios.



- Fabricación y **empaquetado individual** en sala blanca.
- Materiales conforme a **FDA, EU 10/2011 y EC 1935/2004**
- Libres de BSE/TSE.
- Trazabilidad completa por lote.
- Aptos para uso en áreas ATEX.
- Disponibles en envase estéril (irradiación gamma).

Disponibles en diferentes colores aprobados por la EU y FDA para contacto con alimentos y **también para toma de muestras líquidas** así como para otras aplicaciones (embudos, jarritas, boles, pinzas etc).

Las ventajas de emplear muestreadores desechables son múltiples:

- Sin contaminación cruzada.
- Sin necesidad de limpieza y validación de la misma entre usos.
- Se utilizan directamente extrayéndolos de su envase individual.
- Ahorro en tiempo y dinero comparándolo con la necesidad de limpiar y esterilizar muestreadores reutilizables.



Póngase en contacto con nosotros si desea conocer toda la gama SteriWare® para toma de muestras.



Glass Chemicals

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO

Isabel Colbrand, 10. 28050 Madrid, ES

913 780 055

www.glasschemicals.com



Descripción	Estéril	Material	Capacidad	Uds/Caja	Referencia
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	No	PS	125 mL	100	8045A-125
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	Si	PS	125 mL	100	8045A-125S
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	No	PS	250 mL	100	8045A-250
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	Si	PS	250 mL	100	8045A-250S
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	No	PS	500 mL	100	8045A-500
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	Si	PS	500 mL	100	8045A-500S
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	No	PS	1000 mL	100	8045A-1000
SteriWare® PharmaScoop® Blanco	Si	PS	1000 mL	100	8045A-1000S
SteriWare® Sample Spoons Blanco	No	PS	3 mL	100	8088A-03
SteriWare® Sample Spoons Blanco	Si	PS	3 mL	100	8088A-03S
SteriWare® Sample Spoons Blanco	No	PS	10 mL	100	8088A-10
SteriWare® Sample Spoons Blanco	Si	PS	10 mL	100	8088A-10S
SteriWare® Powder Spatula Blanco	No	PS	150 mm	100	8095A-150
SteriWare® Powder Spatula Blanco	Si	PS	150 mm	100	8095A-150S
SteriWare® Powder Spatula Blanco	No	PS	250 mm	100	8095A-250
SteriWare® Powder Spatula Blanco	Si	PS	250 mm	100	8095A-250S
SteriWare® Jumbo Pipettes	No	HDPE	80 mL	50	8051H-450
SteriWare® Jumbo Pipettes	Si	HDPE	80 mL	50	8051H-450S
SteriWare® Jumbo Pipettes	No	HDPE	180 mL	50	8051H-900
SteriWare® Jumbo Pipettes	Si	HDPE	180 mL	50	8051H-900S
SteriWare® Jumbo Pipettes	No	HDPE	225 mL	50	8051H-1100
SteriWare® Jumbo Pipettes	Si	HDPE	225 mL	50	8051H-1100S

Hay disponibles más elementos de muestreo así como otros colores (rojo, azul) y capacidades.