

Vitrinas de gases


*Seguridad del trabajador y
eficiencia energética*

Las vitrinas de gases de Burdinola® se encuentran entre las mejores del mundo en términos de **seguridad** para los trabajadores y en **eficiencia energética**.

Vitrinas de gases de muy alta calidad certificadas en conformidad con la norma **UNE-EN 14175**.

Diseñadas para trabajar en entornos profesionales, proporcionan la última tecnología de extracción de emanaciones potencialmente peligrosas al mismo tiempo que protegen al trabajador de posibles salpicaduras o deflagraciones, incorporando características innovadoras para una mayor eficiencia y logrando alcanzar el máximo compromiso entre la seguridad del trabajador y el consumo energético.

Disponibles en una variedad de tamaños (anchura): 1200, 1500, 1800, 2100 y 2400 mm. También para aplicaciones especiales: alta temperatura y ácidos concentrados (certificadas UNE-EN 14175-7), ácido fluorhídrico, disolventes orgánicos y radionucleidos.



Glass Chemicals

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO

Isabel Colbrand, 10. 28050 Madrid, ES

913 780 055

www.glasschemicals.com

