

# Mascarillas quirúrgicas

*Fabricación en tres capas*

*Protección comunitaria*

Diseñadas para ser utilizadas por pacientes o, en general, por cualquier persona para reducir el riesgo de diseminación de fluidos potencialmente infecciosos a su entorno al respirar, hablar, toser etc.

No están diseñadas para su uso por profesionales sanitarios en quirófanos u otras actividades médicas o asistenciales relacionadas con el cuidado de la salud.

Las mascarillas están diseñadas y fabricadas en conformidad con la norma **UNE-EN 14683:2019** como dispositivos de Tipo I.



Fabricación en **tres capas (3-Ply)**:

- Dos capas externas (interior y exterior) en polipropileno (PP) no tejido (non-woven).
- Una capa interna filtrante en polipropileno (PP) extruido soplado (melt-blown).

Desechables (no reutilizables). No estériles.

Fijación mediante asas auriculares elásticas. Clip nasal para ajuste.

Color azul. Dimensiones: 175 x 95 mm

BFE  $\geq$  95%; PFE  $\geq$  90%



Descripción	Presentación	Referencia
Mascarilla quirúrgica	Caja con 50 uds.	MSK003



**Glass Chemicals**

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO  
www.glasschemicals.com