




¡ Promoción 2 X 1 en matraces aforados !



Hasta el 30 de noviembre, por la compra de un matraz aforado **gc lab**[®], llévate otro, SIN CARGO.

Matraces aforados de un amplio rango de volúmenes, desde 5 mL hasta 1000 mL, para cubrir todas las aplicaciones en laboratorios de química, biología o medicina.

Están fabricados en vidrio borosilicato 3.3 con tapón de polipropileno.

La clase A garantiza que el volumen se encuentra dentro de los límites de error fijados por las normas UNE-EN ISO 1042 y DIN 12664. Los matraces han sido calibrados a una temperatura de 20 °C

Referencia	Volumen (ml)	Límite de error (± ml)	Esmerilado	PVP (IVA no incluido)
00523900GC	5	0.025	NS 10/19	8,67 €
00524000GC	10	0.025	NS 10/19	8,67 €
00524020GC	20	0.04	NS 10/19	10,69 €
00524100GC	25	0.04	NS 10/19	12,03 €
00524200GC	50	0.06	NS 12/21	14,26 €
00524300GC	100	0.10	NS 14/23	14,26 €
00524400GC	200	0.15	NS 14/23	17,97 €
00524500GC	250	0.15	NS 14/23	19,91 €
00524600GC	500	0.25	NS 19/26	24,01 €
00524700GC	1000	0.40	NS 24/26	35,74 €



Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2021



Glass Chemicals

MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO
www.glasschemicals.com