

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS MB

Seguro y fiable: ideal para el **envío de vacunas**

Diseñado para una **larga vida útil**: solución de embalaje y envío para entregas **de última milla**



MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE +2°C Y +8°C DURANTE AL MENOS 12 HORAS



<https://www.bitobox.com/es-es/pharmabox/>



Glass Chemicals, S. L. U.

Isabel Colbrand, 10, N-64.
28050 Madrid, ES
T: +34 913 780 055
F: +34 917 383 221
info@glasschemicals.com

THERMOISOMB_ES_GLCHE//1022



Glass Chemicals
MATERIAL Y EQUIPOS ESPECIALES DE LABORATORIO
www.glasschemicals.com

CONTENEDORES ISOTÉRMICOS MB

Seguro y fiable:
ideal para el **envío de vacunas**

Diseñado para una **larga vida útil**:
solución reutilizable de embalaje y envío
para entregas **de última milla**

MENSAJE URGENTE A TODOS LOS INTERESADOS - TRANSPORTE SEGURO DE VACUNAS



MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE +2°C Y +8°C DURANTE AL MENOS 12 HORAS

info@glasschemicals.com

TRANSPORTE SEGURO Y FIABLE.


GARANTIZA LA CADENA DE FRÍO.

Contenedores Isotérmicos BITOBOX MB




- + Seguro y fiable: ideal para el **envío de vacunas**
- + Diseñado para una **larga vida útil**: solución de embalaje reutilizable y envío para entregas de **última milla**

Verano – Gráfica de tiempo y rangos de temperatura ambiente e interior del contenedor isotérmico MB



Invierno – Gráfica de tiempo y rangos de temperatura ambiente e interior del contenedor isotérmico MB



Solución para el transporte de productos sensibles: vacunas, insulina, productos farmacéuticos...

Minimiza el riesgo de rotura de cadena de frío, deterioro y daños.

Cadena de frío estable entre 2°C y 8°C durante al menos 12 horas.

Producto testado y verificado a diversos rangos de temperatura exterior.*

* Ejemplo: A una temperatura ambiente constante de 20 °C, dos acumuladores de frío son suficientes para mantener la temperatura interna entre 2 °C y 8 °C durante 8 horas.

MANTIENE LA TEMPERATURA ENTRE +2°C Y +8°C DURANTE AL MENOS 12 HORAS

5-litros Kit Isotérmico Ref. 6-31363


- + Volumen útil 5 litros
Dimensiones interiores L x A x H: 170x170x170 mm
- + 3 acumuladores de frío Icecatch® con capa hidrófoba. Blanco.
- + Cubeta interior de PS. Blanca.
- + Caja isotérmica interior Neopor®. Gris.

para MBD43271
dimensiones LxWxH: 410x300x290 mm

17-litros Kit Isotérmico Ref. 6-31364

- + Volumen útil 17 litros
Dimensiones interiores L x A x H: 360x260x160 mm
- + 3 acumuladores de frío Icecatch® con capa hidrófoba. Blanco.
- + Cubeta interior de PS. Blanca.
- + Caja isotérmica interior Neopor®. Gris.

para MBD64271
dimensiones LxWxH: 610x400x290 mm



3 acumuladores de frío Icecatch® con capa hidrófoba de aislamiento para garantizar que los materiales no se congelen.

Cubeta interior de PS poliestireno, para mayor higiene. Extraíble y lavable a temperatura 60°C máx.

Caja isotérmica interior de Neopor® con alta capacidad de aislamiento.

Perfectamente adaptado para contenedores BITOBOX:
+ MB D43271 (400x300x290mm)
+ MB D64271 (600x400x290mm)

